

更新推奨モデルのお知らせ

製造中止

永らくご愛顧を賜ってありました次の製品につきまして、製造中止から10年以上が経過いたしました。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年となっています。

冷媒R12

モントリオール議定書およびオゾン層保護法に基づき、CFC(冷媒R12など)の生産は1996年に全廃されました。そのため、これらの冷媒を使用している冷却遠心機の修理が困難です。

ぜひ、キャンペーン期間中に更新をご検討ください。

更新推奨モデル



1920

製造中止後19年

1910

製造中止後24年

冷媒R12



1720

製造中止後20年

1710

製造中止後24年

冷媒R12

現行モデル



3740

マルチモデル
スイングもプレートも
使用したい方におすすめ!



3700

ベーシックモデル
マイクロと50mLコニカル管を
遠心したい方におすすめ!



3520

パーソナルユースモデル
とにかくマイクロを処理したい
マイクロ職人におすすめ!

更新推奨モデル



5920

製造中止後18年

5910

製造中止後11年



5900

製造中止後21年

冷媒R12

5800

製造中止後20年

冷媒R12

現行モデル



6200

オールインワンモデル
えっ?!
スイングで50mLコニカル管が
16本も遠心できるんですか?!
しかも高速遠心もあり。
これぞオールインワン!

KUBOTA

100th
Anniversary
Since 1920

Special Sale 30% OFF

大学・公的研究機関様向け
キャンペーン

#コロナに負けない

期間: 2020年11月1日~2021年3月31日まで

ご盛況につき、Model6200、3740、3700は、2021年3月生産分までは完売となりました。ご注文いただきましたお客様には感謝申し上げます。2021年3月末までのご注文分までは、2021年4月以降の納期となりますが、キャンペーン価格でご提供させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

マイクロ高速冷却遠心機 6200

納期
2021年
4月以降



AF-2724A



AF-5008C



SF-722



PF-745S



マイクロ高速冷却遠心機 6200	900,000円
スイングロータ SF-722	108,000円
ステンレスバケット 053-5820	70,000円
チューブラック 055-6070(50mLコニカル管×16)(4個1組)	35,000円
チューブラック 055-4780(15mLコニカル管×32)(4個1組)	35,000円
アングルロータ AF-2724A(2mL×24)	150,000円
アングルロータ AF-5008C(50mLコニカル管×8)	360,000円
15mLコニカル管用アダプタ 055-1280(2個1組)×4セット	42,400円
プレートロータ PF-745S	410,000円
プレート用トレイ 055-6380(2個1組)	50,000円

セット価格(税別) 2,160,400円

今回キャンペーン価格(税別) 1,512,280円

マイクロ冷却遠心機 3700

納期
2021年
4月以降



AF-2724A



AF-5004CH



マイクロ冷却遠心機 3700	670,000円
アングルロータ AF-2724A(2mL×24)	150,000円
アングルロータ AF-5004CH(50mLコニカル管×4)	273,000円
15mLコニカル管用アダプタ 055-1250(4個1組)	32,000円

セット価格(税別) 1,125,000円

今回キャンペーン価格(税別) 787,500円

卓上マイクロ冷却遠心機 3520



MA-2024



卓上マイクロ冷却遠心機 3520	420,000円
アングルロータ MA-2024(2mL×24)	62,000円

セット価格(税別) 482,000円

今回キャンペーン価格(税別) 337,400円

卓上マイクロ冷却遠心機 3520



MA-2024



MA-512



卓上マイクロ冷却遠心機 3520	420,000円
アングルロータ MA-2024(2mL×24)	62,000円
アングルロータ MA-512(5mL×12)*1	100,000円

セット価格(税別) 582,000円

今回キャンペーン価格(税別) 407,400円

マイクロ冷却遠心機 3740

納期
2021年
4月以降



AF-2724A



AF-5004CH



SF-240



PF-206



マイクロ冷却遠心機 3740	756,000円
アングルロータ AF-2724A(2mL×24)	150,000円
スイングロータ SF-240	88,000円
バケット 053-5010(50mLコニカル管×4)(4個1組)	36,800円
バケット 053-1580(15mLコニカル管×8)(4個1組)	16,500円
アングルロータ AF-5004CH(50mLコニカル管×4)	273,000円
15mLコニカル管用アダプタ 055-1250(4個1組)	32,000円
プレートロータ PF-206	250,000円

セット価格(税別) 1,602,300円

今回キャンペーン価格(税別) 1,121,610円

久保田商事株式会社

E-mail: sales@kubotacorp.co.jp
www.kubotacorp.co.jp

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎(03) 3815-1331

札幌営業所 ☎(011) 751-2175

大阪営業所 ☎(06) 6762-8471

仙台営業所 ☎(022) 287-2181

広島営業所 ☎(082) 871-7811

つくば営業所 ☎(029) 856-3211

福岡営業所 ☎(092) 621-1161

名古屋営業所 ☎(0561) 64-2351

ロータ&アクセサリが本体と同時購入で更にお得!

Model 6200／3740／3700用アングルロータ・マルチロータ

コニカル管
専用ロータ



- AF-5004CH用アダプタ
055-1250
15mLコニカル管用アダプタ
¥32,000 (4個セット)
- AF-5004CS／AF-5004CA／
AF-5008C用アダプタ
055-1250
15mLコニカル管用アダプタ
¥32,000 (4個セット)
- 055-1280
15mLコニカル管用アダプタ
¥10,600 (2個セット)

ロータ名称	AF-5004CH	AF-5004CS	AF-5004CA	AF-5008C
容量	50mLコニカル管×4	50mLコニカル管×4	50mLコニカル管×4	50mLコニカル管×8
価格	¥273,000	¥367,000	¥242,000	¥360,000
最高回転数	15,000rpm	12,000rpm	12,000rpm	10,000rpm
最大遠心力	22,140×g	14,970×g	14,170×g	13,420×g
6200	○	○	○	○
3700	○	○	○	○
3740	○	○	○	○

マイクロ
ロータ



ロータ名称	AF-2018	AF-2724A	AF-2730	AF-2236	AF-2048A
容量	2mL×18	2mL×24 0.5mL×12 0.2mL PCR×12	2mL×30 0.5mL×14 0.2mL PCR×14	2mL×36 0.2mL PCR×12	2mL×48
価格	¥90,000	¥150,000	¥232,000	¥198,000	¥230,000
最高回転数	15,000rpm	16,000rpm (6200) 15,000rpm	14,000rpm	15,000rpm	12,000rpm
最大遠心力	20,630×g	23,470×g (6200) 20,630×g	20,820×g	21,880×g	15,780×g
6200	○	○	○	○	○
3700	○	○	○	○	○
3740	○	○	○	○	○

中容量
ロータ



ロータ名称	AF-512	AF-1408A	AF-3806A	AF-5004RA
容量	5mL×12	14mL×8	38mL×6	50mL×4
価格	¥100,000	¥250,000	¥235,000	¥241,000
最高回転数	15,000rpm	12,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
最大遠心力	20,880×g	14,330×g	21,880×g	21,880×g
6200	○	○	○	○
3700	○	○	○	○
3740	○	○	○	○

マルチ
ロータ



ロータ名称	MF-2236A		
パケットコードNo.・容量	053-5860 (スイング 2mL×24)	053-2000 (アングル 2mL×24)	053-0060 (アングル 8連PCR×8)
ロータ価格		¥318,000	
パケット価格 (4個セット)	¥103,000	¥64,000	¥85,000
最高回転数	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
最大遠心力	18,360×g	18,870×g	17,860×g
6200	○	○	○
3700	○	○	○
3740	○	○	○

Model 6200／3740用スイングロータ

SF-722
スイング
ロータ



最高回転数	3,500rpm
最大遠心力	2,380×g
オートクレープ可能(注)	

SF-722
¥108,000 (ロータのみ)
Model 6200

● SF-722用バケット



● アクセサリ



SF-2504S
スイング
ロータ



最高回転数	4,800rpm
最大遠心力	4,300×g
最大容量	250mL×4
オートクレープ可能(注)	

SF-2504S
¥198,000 (バケット付)
Model 6200

● アクセサリ



SF-5004
スイング
ロータ



最高回転数	4,000rpm
最大遠心力	3,080×g
最大容量	500mL×4
オートクレープ可能(注)	

SF-5004
¥299,000 (バケット、シーリングキャップ付)
Model 6200

● アクセサリ



SF-240
スイング
ロータ



最高回転数	4,000rpm
最大遠心力	2,610×g
最大容量	50mL×4
オートクレープ可能(注)	

SF-240
¥88,000 (ロータのみ)
Model 6200 / 3740

● アクセサリ



プレート用
ロータ



PF-745S	PF-206
¥410,000	¥250,000
最高回転数 4,200rpm	最高回転数 4,000rpm
最大遠心力 3,100×g	最大遠心力 1,790×g
マイクロプレート×12	マイクロプレート×6
ディープウェルプレート×4	ディープウェルプレート×2
Model 6200	Model 6200 / 3740

● PF-745S用トレイ



(注) オートクレープ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。

*シーリングキャップは別売です。
(注) オートクレープ可能な温度、時間、回数には制限があります。詳しくはお問い合わせください。