

プレート専用遠心機

PlateSpin II



IEC 61010-2-020
国際安全規格準拠

■ PCRプレートからディープウェルプレートまで手軽にスピンドウン

96穴PCRプレート×2、マイクロプレート×6、ディープウェルプレート×2が使用可能。

■ メモリフラッシング機能でスピンドウンが簡単、迅速 (特許)

スピンドウン運転した1秒から99秒の時間を自動的にメモリします。次回はキーを押すだけでメモリされた時間、スピンドウンします。

■ 国際安全規格IEC61010-2-020に準拠

車のエアバッグと同様に“もしもの事故”への安全性に配慮しています。

■ お知らせ音の設定が可能

運転終了お知らせ音は無音を含め、6種類から選択可能。

⚠️ ロータには耐用回数があります。詳しくはお問い合わせください。



96穴PCRプレート×2



マイクロプレート×6



ディープウェルプレート×2

PlateSpin II 仕様

● 価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。

最高回転数	3,700rpm(2010年8月製造分から)
最大遠心力	1,530×g(2010年8月製造分から)
制御方式	マイクロプロセッサ制御(ブラシレスモータ) 回転数、遠心力、時間、加減速
異常検知表示	ドアオープン、インバランス、オーバースピード モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・電気回路異常検知
定格電圧・電流	AC100V・2.2A
消費電力・発熱量	120W・0.4MJ/h
必要電源	100V、8A、50/60Hz
寸法・質量	35(W)×42(D)×32(H)cm・26kg ドア開時高さ 71cm

◎価格 220,000円(ロータ付/税別)

久保田商事株式会社

<http://www.kubotacorp.co.jp> E-mail: sales@kubotacorp.co.jp

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-9 ☎(03) 3815-1331 FAX(03) 3814-2574
札幌営業所 ☎(011) 751-2175 名古屋営業所 ☎(0561) 64-2351 福岡営業所 ☎(092) 621-1161
仙台営業所 ☎(022) 287-2181 大阪営業所 ☎(06) 6762-8471
つくば営業所 ☎(029) 856-3211 広島営業所 ☎(082) 871-7811

製造販売元
許可番号 10B3X00003
株式会社久保田製作所
東京都豊島区東池袋 3-23-23