

## RT-PCR検査で使用する遠心機マッチングガイド

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染を検査する方法としてRT-PCR検査が用いられており、その検査で使用する遠心機を紹介します。

検査マニュアルは、国立感染症研究所が発行している病原体検出マニュアル2019-nCoVをご参照ください。

### RNA抽出時のコレクションチューブやマイクロチューブを高速遠心

 ×24  
(Max)  
2mL × 24



Model 3520

冷却あり



MA-2724

商品名	数量	価格 (税別)
卓上マイクロ冷却遠心機3520	1	420,000円
アングルロータ MA-2724 (1.5/2mL × 24, 0.5mL × 12, 0.2mLPCR × 12)	1	100,000円
シールドロータ蓋 No.028-1370	1	50,000円
システム価格 (税別)		570,000円



Model 3520

冷却あり



MA-2024


商品名	数量	価格 (税別)
卓上マイクロ冷却遠心機3520	1	420,000円
アングルロータ MA-2024 (1.5/2mL × 24)	1	62,000円
ロータ蓋 No.028-1420	1	11,500円
システム価格 (税別)		493,500円

### PCRプレートを素早くスピンドウン



PlateSpin3

冷却なし





(Max)  
マイクロプレート × 6

商品名	数量	価格 (税別)
プレートスピンドウンに便利! プレート専用遠心機PlateSpin3 (ロータ付)	1	238,000円
システム価格 (税別)		238,000円

受け入れ検体の遠心時にシーリングキャップ、シールドカバーが使用できる遠心機



商品名	数量	価格 (税別)
テーブルトップ遠心機4000	1	300,000円
スイングロータ ST-2504MS (バケット付)	1	198,000円
チューブラック No.055-1170 (50mlコニカル管 × 4)	4	25,200円
チューブラック No.055-1160 (15mlコニカル管 × 16)	4	25,200円
チューブラック No.055-1140 (5~10mL採血管 × 28)	4	18,000円
シーリングキャップ No.055-0964	4	20,000円
システム価格 (税別)		586,400円



商品名	数量	価格 (税別)
フロア型冷却遠心機S700FR	1	900,000円
スイングロータ RS-1440M (バケット付)	1	300,000円
チューブラック No.055-2030 (50mLコニカル管 × 28)	4	58,000円
チューブラック No.055-2020 (15mLコニカル管 × 68)	4	58,000円
チューブラック No.055-1420 (5~10mL採血管 × 96)	4	58,000円
シールドカバー No.027-9240	4	50,000円
システム価格 (税別)		1,424,000円