

2024年10月

お客様各位

東京都文京区本郷 3-29-9
久保田商事株式会社

サポート終了のご案内

拝啓、時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして、格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、永らくご愛顧を賜っておりました下記の製品につきまして、2025年12月31日で修理・点検、保守部品・消耗品のご提供を全て終了させていただき運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

製造中止から10年以上が経過しており、製造中止後7年間の部品保存期間も過ぎておりますことを何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

PlateSpin/2810/7780Ⅱ/9900/9912/9930/9932

9900/9912/9930 で使用できる大容量ロータ RS-3900/RS-3920/RS-7100 につきましても、サポート終了に伴いロータの無償定期点検を終了とさせていただきます。

また、サポートを終了させていただきますとともに、該当機種をご使用のお客様には現行モデルへの更新をお願いさせていただいております。

ロータやバケットはステンレスやアルミといった金属材料で作られており、これらの部品はある一定回数に到達すると金属疲労により破断する可能性があります。安全にご使用いただくために、どうかご理解とご協力をお願いいたします。

2024年12月31日までにサポート終了とさせて頂いている機種については、「別紙サポート終了機種および終了時期」の一覧にて、ご案内申し上げます。

なお、サポート終了時期以前の修理・点検のご依頼につきましては、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。万一の場合にはサービス用部品在庫がなく、修理対応ができない場合もございます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をより一層のご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬具

サポート終了機種および終了時期

サポート終了機種	終了時期	冷媒の種類
KA-1000B	2018年12月31日	
KA-1000C	2018年12月31日	
KA-2000	2018年12月31日	
KC-20	2018年12月31日	
KC-25A	2018年12月31日	
KC-25B	2018年12月31日	
KC-25C	2018年12月31日	
KC-30	2018年12月31日	
KC-70	2018年12月31日	
KH-120	2018年12月31日	
KH-1200M	2018年12月31日	
KH-1200S	2018年12月31日	
KH-120Ⅱ	2018年12月31日	
KH-120A	2018年12月31日	
KH-120M	2018年12月31日	
KH-120MⅡ	2018年12月31日	
KH-150	2020年12月31日	
KH-150A	2020年12月31日	
KH-180	2018年12月31日	
KL-40	2018年12月31日	
KM-1100	2018年12月31日	
KM-15200	2018年12月31日	
KN-30F	2018年12月31日	
KN-45	2018年12月31日	
KN-70	2024年12月31日	
KR-1500	2018年12月31日	R12
KR-180A	2018年12月31日	不明
KR-180B	2018年12月31日	不明
KR-180FA	2018年12月31日	不明
KR-20000S	2018年12月31日	不明
KR-20000T	2018年12月31日	不明
KR-2000C	2018年12月31日	不明
KR-200A	2018年12月31日	不明
KR-200B	2018年12月31日	不明
KR-200FA	2018年12月31日	不明

サポート終了機種	終了時期	冷媒の種類
KR-200FB	2018年12月31日	不明
KR-3200C	2018年12月31日	不明
KR-40	2018年12月31日	不明
KR-400	2018年12月31日	不明
KR-500	2018年12月31日	不明
KR-50A	2018年12月31日	不明
KR-50B	2018年12月31日	不明
KR-50FA	2018年12月31日	不明
KR-50FB	2018年12月31日	不明
KR-600	2018年12月31日	R12
KR-600P	2018年12月31日	R12
KR-700	2018年12月31日	R12
KR-702	2018年12月31日	R12
KS-3000P	2018年12月31日	
KS-4000	2018年12月31日	
KS-5000	2018年12月31日	
KS-5000P	2018年12月31日	
KS-5200C	2018年12月31日	
KS-5300C	2018年12月31日	
KS-8000	2018年12月31日	
KS-8300	2018年12月31日	
PlateSpin	2025年12月31日	
1010	2018年12月31日	
1120	2018年12月31日	
1130	2018年12月31日	
1300	2018年12月31日	R12
1700	2018年12月31日	R12
1710	2018年12月31日	R12 または R134a
1720	2019年12月31日	R134a
1900	2018年12月31日	R12
1910	2018年12月31日	R12 または R134a
1920	2019年12月31日	R134a
1932	2018年12月31日	R134a
2010	2020年12月31日	
2100	2020年12月31日	
2700	2020年12月31日	R12 または R134a
2810	2025年12月31日	R134a

サポート終了機種	終了時期	冷媒の種類
3100	2019年12月31日	
3110	2019年12月31日	
3200	2021年12月31日	
3400	2021年12月31日	
3660	2020年12月31日	
5010	2018年12月31日	
5020	2018年12月31日	
5100	2019年12月31日	
5200	2024年12月31日	
5220	2024年12月31日	
5310	2020年12月31日	
5400	2019年12月31日	
5420	2024年12月31日	
5700	2018年12月31日	R12
5800	2019年12月31日	R12 または R22
5900	2019年12月31日	R12 または R134a
5910	2024年12月31日	R134a
5920	2021年12月31日	R134a
6700	2018年12月31日	R12
6800	2019年12月31日	R12 または R22
6810	2018年12月31日	R12
6900	2019年12月31日	R22
6910	2020年12月31日	R134a
6930	2020年12月31日	R22
7700	2024年12月31日	R22
7780	2024年12月31日	R404A
7780 II	2025年12月31日	R404A
7800	2018年12月31日	R12
7820	2018年12月31日	R12
7930	2020年12月31日	R12 または R22
8010	2018年12月31日	
8100	2020年12月31日	
8400	2019年12月31日	
8410	2021年12月31日	
8600	2023年12月31日	
8700	2018年12月31日	R12
8800	2018年12月31日	R12 または R22

8850	2023年12月31日	R12 または R22
8900	2020年12月31日	R134a
8910	2020年12月31日	
8920	2024年12月31日	R22 または R404A
9800	2018年12月31日	R12 または R22
9810	2018年12月31日	R12 または R22
9820	2018年12月31日	R12 または R22
9860	2018年12月31日	R12 または R22
9900	2025年12月31日	R22 または R404A
9910	2023年12月31日	R22
9912	2025年12月31日	R22
9930	2025年12月31日	R22 または R404A
9932	2025年12月31日	R22 または R404A
200M	2018年12月31日	

以上